

Hier bitte unbedingt das **Patienten-ID-Etikett** aufkleben

Dieses Patienten-ID-Etikett dient der eindeutigen Auftragsverfolgung. Sie erhalten mit der Rücksendung Ihres Erstauftrages genügend Etiketten.

**FL-Auftragsnummer**

Bitte unbedingt die **FL-Auftragsnummer** – bei Beauftragung am besten ausgedruckt beilegen, aufkleben oder hier ergänzen:

Die E-Mail-Adresse ist für den XML-Versand von GKV-Patienten zwingend erforderlich. Bitte ergänzen:

Patient: (Vorname, Name) \_\_\_\_\_

Geb.-Datum: \_\_\_\_\_ Geschlecht: M  W  D

Versicherungsstatus:  GKV  PKV  Selbstzahler

Wunschtermin: \_\_\_\_\_

Praxisstempel:

Erbitte Rückruf zur Geräteberatung. Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

**Mitgelieferte Unterlagen:**

Abdrücke OK <input type="checkbox"/> UK <input type="checkbox"/>	Bissregistrator <input type="checkbox"/>	Bemerkungen: z. B. Zahnstatus / Anamnese / Grad der Schlafapnoe (falls bekannt) _____ _____ _____
Modell OK <input type="checkbox"/> UK <input type="checkbox"/>	Befund Facharzt <input type="checkbox"/>	
Situationsbiss <input type="checkbox"/>	OPG <input type="checkbox"/>	
Konstruktionsbiss <input type="checkbox"/>		

**Schlaftherapie-Geräte:**

<input type="checkbox"/> <b>PANTHERA CLASSIC</b>	bimaxilläres Gerät aus medizinischem Nylon mit parallel zur Okklusionsebene verlaufendem Traktionsdesign zum Schutz der Kiefergelenke.
<input type="checkbox"/> <b>PANTHERA X3</b>	bimaxilläres Gerät aus medizinischem Nylon mit seitlichen Flügeln und einfachem Klicksystem zum Titrieren.
<input type="checkbox"/> <b>IST® classic neu</b>	bimaxilläres Gerät mit lateralen Einstelleinheiten, das bei Mundöffnung die Protrusion verstärkt.
<input type="checkbox"/> <b>TAP®-T</b>	bimaxilläres Gerät mit zentraler Einstelleinheit aus Titan (besonders für Allergiker geeignet).
<input type="checkbox"/> <b>TAP®-T reverse</b>	speziell für Patienten mit Tief- oder Deckbiss. OK und UK sind durch eine verkleinerte Oberkiefer-Verstelleinheit aus Titan verbunden.
<input type="checkbox"/> <b>Silensor/Erkodent</b>	bimaxilläres Gerät mit lateralen Kunststoffverbindungsstegen. Verstellmöglichkeit durch Austausch der Stege.
<input type="checkbox"/>	gern fertigen wir für Sie auch jedes andere lizenzfreie Gerät an.

- Service:**
- Zu jedem Gerät gibt es einen sog. **Okklusionstrainer\*** zur Rückbildung der Kondylen nach dem nächtlichen Tragen.
  - Zur Einstellung der Protrusion erhalten Sie mit jedem Auftrag einen **BiteFix® One Bissregistrierungsstick** für den nächsten Patientenfall.

Bitte nehmen Sie mich in das medi-sleep® Netzwerk und den Arztfinder mit oben stehender Adresse und folgender E-Mail auf:  
\_\_\_\_\_

\* (bei Panthera-Geräten aus Lizenzgründen kostenpflichtig).

**So geht die Auftragserteilung noch einfacher:**

In unserem **KFO Online-Auftragsportal** können Sie Ihre Aufträge elektronisch erfassen. Digitale Dokumente wie z.B. Röntgenbilder oder Intraoralscans können Sie hochladen und mit dem Auftrag versenden. Das geht schnell und ist sicher. Registrieren Sie sich auf **www.medi-sleep.de** und erhalten Sie gleich Ihre Zugangsdaten.